

Anleitung Sammeln und Verschicken der Pferdekotproben für die parasitologische Diagnostik

Sehr geehrte Pferdehalterin
Sehr geehrter Pferdehalter

Damit wir Ihnen zuverlässige Analysenresultate liefern können, bitten wir Sie, beim Sammeln und Verschicken der Kotproben folgende Punkte zu befolgen:

1. **Anfang Woche** die Probe(n) sammeln.
2. Möglichst frisch abgesetzten Kot von der oberen Hälfte der Kothaufen sammeln (Kot ohne Bodenkontakt). Pro Probe bzw. Tier werden zirka zwei Pferdeäpfel benötigt.
3. Kot mit dem beigelegten Handschuh aufnehmen, Handschuh umstülpen und verknoten.
4. Den Handschuh mit der Kotprobe in den beigelegten Plastikbeutel packen und dicht schliessen. Die Probe mit einer Klebeetikette so anschreiben, dass sie klar identifizierbar ist (Datum, Name des Pferdes und Ihr Name).
5. Den angeschriebenen Plastikbeutel mit der Kotprobe in das beigelegte voradressierte Versandkuvert geben. Die Kotprobe ist nun 3-fach verpackt.
6. Die Probe(n) noch am gleichen Tag mit A-Post an das Labor schicken.

Vielen Dank!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Erika Perler
Labor Nutztierwissenschaften
Tel. +41 62 865 72 26