

Contrôle des vers intestinaux chez les poules Comment échantillonner et envoyer les fientes

Chère Éleveuse, cher Éleveur

Pour la collecte et l'envoi des échantillons de fientes, nous vous prions de suivre les étapes suivantes. Le respect de la procédure est essentiel pour obtenir un résultat d'analyse fiable. Un gant et un sac plastique sont disponibles auprès du laboratoire du FiBL. Mais il est également possible d'utiliser son propre matériel.

1. **En début de semaine** prélevez aléatoirement environ 60 fientes du tapis de crottes dans un récipient.
2. Enfilez un gant en plastique et mélangez soigneusement les fientes avec la main gantée. Prélevez ensuite une poignée (environ 100 g) de fientes.
3. Retournez le gant et emballez le dans un sac plastique étanche et fermez-le. Ensuite réemballez le sac dans un deuxième sac plastique refermable.
4. Notez votre nom et adresse sur le sac plastique avec un feutre résistant à l'eau.
5. Mettez l'échantillon (triplement emballé) et le formulaire d'analyse rempli dans l'enveloppe pré-adressée.
6. Envoyez l'échantillon le jour même de l'échantillonnage par A-poste au laboratoire FiBL.

Afin de garantir une bonne qualité de l'analyse, il est important de bien respecter les étapes décrites ci-dessus.

Merci par avance!

En cas de questions nous restons à votre disposition.

Sandra Cvejic
Laboratoire de sciences animales
Tél. +41 (0)62 865 63 94
sandra.cvejic@fibl.org